


Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	
Artikelnummer	978-RP5048SW
Produktbezeichnung	48er Deep-well-Platte, 5 ml, V-Boden, Square Wells
Verkaufseinheit	20 Stk.
Produkteigenschaften	
Volumen pro Well	5 ml
Boden	V-Boden, konisch zulaufend
Material	Polypropylen
Farbe	Transparent
Steril	Nein
Wells	Rechteckig
Maße	
Länge	127.76 mm
Breite	85.48 mm
Höhe	44 mm
Verpackung	
Art der Verpackung	Karton
Stück/Beutel	20 Stk.
Lagerbedingungen	
Temperatur	15-28 °C
UV-Licht / Licht	vor Licht/UV-Licht geschützt lagern
Luftfeuchtigkeit	< 80 %

Bemerkung: Unsachgemäße Lagerung der Ware kann zu Verfärbungen und zur Minderung der Produktqualität führen.



Die Steinbrenner Laborsysteme GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen im Ganzen oder in Teilen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Der Inhalt dieses Datenblattes ist vertraulich und Eigentum der Steinbrenner Laborsysteme GmbH.
Ohne Genehmigung darf dieses nicht reproduziert und Dritten verfügbar gemacht werden.

Dieses Dokument ist auch ohne Unterschrift gültig.

Versionsdatum: 18.10.2024