




Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	
Artikelnummer	978-KF-Comb
Produktbezeichnung	96er Tip-Comb für KingFisher 96 Flex/Apex/Presto
Verkaufseinheit	60 Stk.
Produkteigenschaften	
Volumen pro Well	Nicht zutreffend
Boden	Nicht zutreffend
Material	Polypropylen
Farbe	Transparent
Steril	Nein
Wells	Nicht zutreffend
Maße	
Länge	127.76 mm
Breite	85.48 mm
Höhe	47.98 mm
Verpackung	
Art der Verpackung	Karton
Stück/Beutel	60 Stk.
Lagerbedingungen	
Temperatur	15-28 °C
UV-Licht / Licht	vor Licht/UV-Licht geschützt lagern
Luftfeuchtigkeit	< 80 %



Bemerkung: Unsachgemäße Lagerung der Ware kann zu Verfärbungen und zur Minderung der Produktqualität führen.

Die Steinbrenner Laborsysteme GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen im Ganzen oder in Teilen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Datenblattes ist vertraulich und Eigentum der Steinbrenner Laborsysteme GmbH.

Ohne Genehmigung darf dieses nicht reproduziert und Dritten verfügbar gemacht werden.

Dieses Dokument ist auch ohne Unterschrift gültig.

Versionsdatum: 18.10.2024