

# Pipettenservice Heidelberg.

## *Kalibration & Wartung*

- Schnell & zuverlässig
- Bequemer Hol-& Bringservice
- Für Pipetten aller Hersteller
- Bewährt seit über 20 Jahren
- Keine versteckten Kosten
- Original Ersatzteile
- Service nach höchsten Standards



**Steinbrenner**  
Laborsysteme GmbH

# Unser Serviceversprechen.

## + Keine versteckten Kosten

Bei uns gibt es keine Reparaturpauschalen - Sie zahlen nur die Kosten der Ersatzteile, die Arbeitszeit ist bereits inbegriffen.

## + Original-Ersatzteile

Für die Wartung und Reparatur verwenden wir nur Originalersatzteile des jeweiligen Pipettenherstellers.

## + Hol- & Bringservice

Wir holen Ihre Pipetten direkt im Labor ab und bringen diese nach dem Service wieder zurück.

## + Service für alle Pipetten

Wir warten Ihre Multistepper, Einkanal- und Mehrkanalpipetten, egal ob fix, variabel, manuell oder elektronisch (für alle gängigen Pipetten und Pipettenhersteller).

## + Service nach höchsten Standards

Unser Pipettenservice zeichnet sich durch die besonders hohen Standards der Wartung aus. Dazu gehören exakt klimatisierte Räumlichkeiten, modernste Waagen und sehr gut geschultes Personal.



Webseite



Anfrage



Unbedenklich-  
keitserklärung

# Unkomplizierter Ablauf.



## Anruf oder E-Mail

Unbedenklichkeitserklärung ausfüllen und per Anruf / Mail Bescheid geben



## Abholung durch uns

Sie legen die Pipetten und die Unbedenklichkeitserklärung bereit und wir holen diese ab



## Pipettenservice wird durchgeführt

Sollte eine Reparatur notwendig sein, so wird diese bis zu maximalen Kosten von 72€ (Einkanal) bzw. 120€ (Mehrkanal) durchgeführt - sollten die zu erwarteten Kosten darüber liegen entscheiden Sie über das weitere Vorgehen.



## Lieferung ins Labor

Wir bringen Ihnen die Pipetten wieder ins Labor



Kompetenz seit über 25 Jahren

# Vertrauen Sie Ihrer Pipette.

**Regelmäßige Wartung** ist unerlässlich für korrekte Pipettierergebnisse und verlängert die Lebensdauer Ihrer Pipette. Unser Pipettenservice wird von erfahrenen Partnern in akkreditierten Kalibrierlaboren durchgeführt.

Bei Reparaturen oder dem Austausch von Verschleißteilen werden ausschließlich Originalersatzteile des jeweiligen Pipettenherstellers verwendet. Die Abwicklung erfolgt unkompliziert, schnell und transparent.

## Unsere Servicepakete.

### Quick-Check

Basispaket für regelmäßige Überprüfung

### Standard

Für optimale Wartung & Funktion Ihrer Pipetten

### Pharma-GLP

GLP-konforme Wartung und Funktion Ihrer Pipetten

### DAkks

DAkks-akkreditierte Wartung

### DAkks+

DAkks-akkreditierte Wartung

	Quick	Standard	Pharma-GLP	DAkks	DAkks+
Außenreinigung & Desinfektion	✓	✓	✓	✓	✓
Sichtprüfung auf Schäden	✓	✓	✓	✓	✓
Eingangskalibrierung mit 3 × 10 Messungen	✗	✗	✓	✗	✓
Inspektion	✗	✓	✓	✓	✓
Innenreinigung	✗	✓	✓	✓	✓
Reparatur & Wartung (nach Bedarf)	✓*	✓	✓	✓	✓
Justierung (nach Bedarf)	✓	✓	✓	✓	✓
Kalibrierung (DIN ISO 8655 konform)	✗	✓	✓	✓	✓
Anzahl Messpunkte	3 × 4	3 × 10	3 × 10	3 × 10	3 × 10
Kalibrierungsschein	✓	✓	✓	✓	✓
DAkks Kalibrierungsschein nach DKD-R-8-1	✗	✗	✗	✓	✓
Messprotokoll	✓	✓	✓	✓	✓
Prüfplakette	✓	✓	✓	✓	✓
1 Jahr Garantie auf Ersatzteile**	✓	✓	✓	✓	✓


\* Im Falle einer Justierung oder Reparatur der Pipette ist gemäß **DIN IS 8655-1 ff** eine Kalibrierung mit 3 x 10 Messungen zwingend erforderlich. In diesem Fall wird das Paket auf „Standard“ hochgestuft und berechnet.


\*\* Ausgenommen sind Verschleißteile, z.B. Dichtungen



In besten Händen

# Wellness-Programm für Ihre Pipetten.







CARBON NEUTRAL PRINTING  
100% RECYCLED PAPER



# Steinbrenner

Laborsysteme GmbH

In der Au 17  
69257 Wiesenbach

+49 (0) 6223 / 96 73 00

mail@steinbrenner.de

www.steinbrenner.de



» [www.pipettenservice-heidelberg.de](http://www.pipettenservice-heidelberg.de)



Irina Rehberger