



Pipettenservice Heidelberg.

Kalibration & Wartung

- Schnell & zuverlässig
- Bequemer Hol-& Bringservice
- Für Pipetten & Dispenser aller Hersteller
- Bewährt seit über 20 Jahren
- Keine versteckten Kosten
- Original Ersatzteile
- Service nach höchsten Standards



Steinbrenner
Laborsysteme GmbH

Unser Serviceversprechen.

+ Hol- & Bringservice

Wir holen Ihre Pipetten direkt im Labor ab und bringen diese nach dem Service wieder zurück.

+ Original-Ersatzteile

Für die Wartung und Reparatur verwenden wir nur Originalersatzteile des jeweiligen Herstellers.

+ Keine versteckten Kosten & Kostenairbag


Bei uns gibt es keine Reparaturpauschalen - Sie zahlen nur die Kosten der Ersatzteile, die Arbeitszeit ist bereits inbegriffen. Unser Kostenairbag macht Ihre Kalkulation einfach und verlässlich.

+ Service für Pipetten, Dispenser & Büretten


Wir warten Ihre Dispenser, Multistepper, Einkanal- und Mehrkanalpipetten, egal ob fix, variabel, manuell oder elektronisch (für alle gängigen Pipetten und Hersteller).

+ Service nach höchsten Standards

Unser Pipettenservice zeichnet sich durch die besonders hohen Standards der Wartung aus. Dazu gehören exakt klimatisierte Räumlichkeiten, modernste Waagen und sehr gut geschultes Personal. Alle Arbeiten werden von einem DAkkSakkreditierten Labor (DIN EN ISO/IEC 17025:2018) durchgeführt.



Webseite



Anfrage



Unbedenklich-
keitserklärung

Unkomplizierter Ablauf.



Anruf oder E-Mail

Unbedenklichkeitserklärung ausfüllen und per Anruf / Mail Bescheid geben



Abholung durch uns

Sie legen die Pipetten und die Unbedenklichkeitserklärung bereit und wir holen diese ab



Pipettenservice wird durchgeführt - mit Kostenairbag

Sollte eine Reparatur notwendig sein, so wird diese bis zur Grenze des Kostenairbags von 72€ (Einkanal) bzw. 120€ (Mehrkanal) durchgeführt - sollten die zu erwarteten Kosten darüber liegen entscheiden Sie über das weitere Vorgehen.



Lieferung ins Labor

Wir bringen Ihnen die Pipetten wieder ins Labor

Vertrauen Sie Ihrer Pipette.

Regelmäßige Wartung ist unerlässlich für korrekte Pipettierergebnisse und verlängert die Lebensdauer Ihrer Pipette. Unser Pipettenservice wird von erfahrenen Partnern in akkreditierten Kalibrierlaboren durchgeführt.

Bei Reparaturen oder dem Austausch von Verschleißteilen werden ausschließlich Originalersatzteile des jeweiligen Pipettenherstellers verwendet. Die Abwicklung erfolgt unkompliziert, schnell und transparent.

Unsere Servicepakete.

Quick-Check

Basispaket für regelmäßige Überprüfung

Standard

Für optimale Wartung & Funktion Ihrer Pipetten

Pharma-GLP

GLP-konforme Wartung und Funktion Ihrer Pipetten

DAkks

DAkks-akkreditierte Wartung

DAkks+

DAkks-akkreditierte Wartung


	Quick	Standard	Pharma-GLP	DAkks	DAkks+
Außenreinigung & Desinfektion	✓	✓	✓	✓	✓
Sichtprüfung auf Schäden	✓	✓	✓	✓	✓
Eingangskalibrierung mit 3 × 10 Messungen	✗	✗	✓	✗	✓
Inspektion	✗	✓	✓	✓	✓
Innenreinigung	✗	✓	✓	✓	✓
Reparatur & Wartung (nach Bedarf)	✓*	✓	✓	✓	✓
Justierung (nach Bedarf)	✓	✓	✓	✓	✓
Kalibrierung	✓	✓	✓	✓	✓
Kalibrierung nach Norm	DIN ISO 8655-7	DIN ISO 8655-6	DIN ISO 8655-6	DIN ISO 8655-6	DIN ISO 8655-6
Anzahl Messpunkte	3 × 4	3 × 10	3 × 10	3 × 10	3 × 10
Kalibrierungsschein	✓	✓	✓	✓	✓
DAkks Kalibrierungsschein nach DKD-R-8-1	✗	✗	✗	✓	✓
Messprotokoll	✓	✓	✓	✓	✓
Prüfplakette	✓	✓	✓	✓	✓
1 Jahr Garantie auf Ersatzteile**	✓	✓	✓	✓	✓
DAkks-akkreditierte Durchführung	✓	✓	✓	✓	✓


* Im Falle einer Justierung oder Reparatur der Pipette ist gemäß **DIN IS 8655-6** eine Kalibrierung mit 3 × 10 Messungen zwingend erforderlich. In diesem Fall wird das Paket auf „Standard“ hochgestuft und berechnet.

** Ausgenommen sind Verschleißteile, z.B. Dichtungen

In besten Händen

Wellness-Programm für Ihre Pipetten.







CARBON NEUTRAL PRINTING
100% RECYCLED PAPER

Direkte Ansprechpartner.



Frank Malischewsky

☎ +49 (0) 6223 / 96 73 0 - 25
✉ fm@steinbrenner.de



Irina Rehberger

☎ +49 (0) 6223 / 96 73 0 - 32
✉ ir@steinbrenner.de



Steinbrenner
Laborsysteme GmbH

In der Au 17
69257 Wiesenbach

☎ +49 (0) 6223 / 96 73 00
✉ mail@steinbrenner.de
🌐 www.steinbrenner.de



» www.pipettenservice-heidelberg.de